



Kit	Aflatoxin M1 sensitive	Aflatoxin M1 fast	Aflatoxin Total 1 - 20 ppb/4 - 40 ppb	Aflatoxin B1 2 - 50 ppb	Ochratoxin 2 - 40 ppb	Fumonisin 250 - 5000 ppb	T-2 Toxin 25 - 500 ppb	Zearalenone 25 - 1000 ppb	DON 250 - 5000 ppb	
추출	0.4 ml 우유 + 0.1 ml 메탄올		20 g 시료 + 100 ml 70/30 (v/v) 메탈올/증류수							20 g 시료 + 100 ml 증류수
추출액 pH	모든 추출액은 반드시 pH 6 - 8로 맞추어야 합니다.									
희석	없음	없음	없음	1:2 (0.1 ml 시료추출액 + 0.1 ml 희석액)	없음	1:20 (0.1 ml 시료추출액 + 1.9 ml 증류수)	없음	1:5 (1 ml 시료추출액 + 4 ml 70 % MeOH)	1:4 (1 ml 시료추출액 + 3 ml 증류수)	
STEPS										
1 	Conjugate 첨가	200 µL Conjugate를 희석웰에 분주								
2 	Sample/Standard	100 µL의 시료/표준물질을 Conjugate가 포함된 희석웰에 분주 (주의: Conjugate와 시료/표준물질의 양은 바뀔 수 있지만 2:1 비율이어야 한다, 예) 100ul conjugate + 50ul 시료/표준물질)								
3 	혼합액 분주	잘 혼합하여 항체가 코팅된 웰에 100 µL 분주 한다.								
4 	1차 배양	60 분	20 분	15 분	15 분	10 분	10 분	10 분	10 분	15 분
5 	세척	buffer solution으로 5회 세척		증류수로 5회 세척					buffer solution으로 5회 세척	
6 	기질액 분주 2차 배양	100 µL 기질액 분주, 20 분 배양	100 µL 기질액 분주, 10 분 배양	100 µL 기질액 분주, 5 분 배양						
7 	정지액 분주	100 µL 정지액 분주								
8 	결과판독	450 nm (630 nm differential filter)으로 결과 측정								