



NAVIGEN

Prepared Media




The experiment is art
NAVIBiOTECH

Prepared Media



㈜나비바이오텍은 연구자를 위해 존재한다는 가치를 바탕으로 다년간의 연구개발 및 철저한 품질관리 시스템 구축을 통한 최고의 기술력으로 양질의 제품을 공급함으로써 연구의 편리성과 효율성을 추구하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

또한, 각종 제조 기술을 바탕으로 하여 제품 생산을 위한 최상의 노하우를 보유하고 있어 고객들의 성원에 효과로 보답하고 있으며, 최고 품질의 제품 공급 및 고객을 우선으로 하는 서비스 정신으로 언제나 여러분들 곁에 함께하고 있습니다.



▶ 10ml




▶ 225ml



▶ 1125ml

BROTH LIST



Type	Product	Cat. No.	Unit
10ml	Brilliant Green Lactose Bile 2% Broth (BGLB)	NVBGLB10	50bottle/box
	Cooked Meat Broth	NVCMB10	50bottle/box
	Escherichia Coli Broth with MUG	NVECMUGB10	50bottle/box
	Escherichia Coli Broth (EC Broth)	NVECB10	50bottle/box
	Fraser Broth	NVFRB10	50bottle/box
	Lactose Broth	NVLB10	50bottle/box
	Rappaport-Vassiliadis Soya peptone Broth (RVS Broth)	NVRVSB10	50bottle/box
	Rappaport-Vassiliadis Enrichment Broth (RV Broth)	NRVVB10	50bottle/box
	Tetrathionate Broth (TT Broth)	NVTTB10	50bottle/box
	Thioglycollate Broth (TGC Broth)	NVTGCB10	50bottle/box
225ml	Alkaline Peptone Water (APW)	NVAPW225	20bottle/box
	Buffered Peptone Water (BPW)	NVBPW225	20bottle/box
	Listeria Enrichment Broth (LEB)	NVLEB225	20bottle/box
	de Man Rogosa Sharpe Broth (MRS Broth)	NVMRSB225	20bottle/box
	Modified Tryptic Soy Broth (mTSB)	NVmTSB225	20bottle/box
	Peptone Sorbitol Bile Broth (PSBB)	NVPSBB225	20bottle/box
	Peptone Water (PW)	NVPW225	20bottle/box
	Tryptic Soy Broth (TSB)	NVTSB225	20bottle/box
1125ml	Buffered Peptone Water (BPW)	NVBPW1125	8bottle/box
	Listeria Enrichment Broth (LEB)	NVLEB1125	8bottle/box
	Modified Tryptone Soya Broth (mTSB)	NVmTSB1125	8bottle/box
	Tryptic Soy Broth (TSB)	NVTSB1125	8bottle/box

AGAR LIST



Type	Product	Cat. No.	Unit
90mm Plate	Baird-Parker Agar (BP Agar)	NVBPA	50plate/box
	Chromogenic Enterobacter Sakazakii Agar (CESA Agar)	NVCEA	50plate/box
	Brilliant Green Sulfa Agar (BG Sulfa Agar)	NVBGSA	50plate/box
	Campylobacter blood-free selective Agar (CCD Agar)	NVCCDA	50plate/box
	Thiosulfate Citrate Bile salt Sucrose Agar (TCBS Agar)	NVTCBSA	50plate/box
	CT-Sorbitol Macconkey Agar (CT-SMAC Agar)	NVSMACA	50plate/box
	de Man Rogosa Sharpe Agar (MRS Agar)	NVMRSA	50plate/box
	Desoxycholate Lactose Agar (DCL Agar)	NVDCLA	50plate/box
	Eosin Methylene Blue Agar (EMB Agar)	NVEMBA	50plate/box
	Legionella BCYE Agar	NVBCYEA	50plate/box
	Legionella BCYE without L-Cysteine Agar	NVBCYEWOA	50plate/box
	Legionella GVPC Agar	NVGVPCA	50plate/box
	Listeria selective Agar (Oxford Agar)	NVOXFA	50plate/box
	MacConkey Agar NO.3 (MAC Agar)	NVMACA	50plate/box
	Malt Extract Agar (ME Agar)	NVMEA	50plate/box
	Mannitol egg Yolk Polymyxin Agar (MYP Agar)	NVMYPA	50plate/box
	Mueller Hinton Agar (MH Agar)	NVMHA	50plate/box
	Polymyxin Acriflavin LiCl Ceftazidime Esculin Mannitol Agar (PALCAM Agar)	NVPALA	50plate/box
	Plate Count Agar (PC Agar)	NVPCA	50plate/box
	Potato Dextrose Agar (PD Agar)	NVPDA	50plate/box
	Salmonella Shigella Agar (SS Agar)	NVSSA	50plate/box
	Tryptone Bile X-glucuronide Agar (TBX Agar)	NVTBXA	50plate/box
	Tryptic Soy Agar (TS Agar)	NVTSA	50plate/box
	Tryptose Sulfite Cycloserine Agar (TSC Agar)	NVTSCA	50plate/box
	Violet Red Bile Glucose Agar (VRBG Agar)	NVVRBGA	50plate/box
	Xylose Lactose Tergitol4 Agar (XLT-4 Agar)	NVXLT4A	50plate/box
	Xylose Lysine Desoxycholate Agar (XLD Agar)	NVXLDA	50plate/box
	Cefsulodin Irgasan Novobiocin Agar (CIN Agar)	NVCINA	50plate/box


CHROMOGENIC MEDIA

본사의 제품은 전문가에 의한 엄격한 품질관리가 이루어지고 있습니다.



Bacillus cereus

▶ 초록색 집락




Campylobacter jejuni

▶ 짙은 붉은색 집락




Candida spp.

▶ 균주에 따라 검청/녹/갈색 집락



Cronobacter sakazakii

▶ 청록색 집락




E. coli, Coliforms

▶ E.coli:보라색 Coliform:분홍색




Escherichia coli

▶ 청/녹색 집락



Listeria spp.

▶ 불투명한 환을 가진 하늘색 집락



Salmonella spp.

▶ 보라색 집락



Staphylococcus aureus

▶ 환을 가진 검정/회색 집락

* 목록 외 배지 주문생산 가능합니다.



(주) 나비바이오텍
ISO 9001 certified
TEL 041.523.8257
FAX 041.566.5258