

seward

샘플 준비 분야의 선두주자



## Seward Stomacher® 400 EVO



Seward Stomacher® 의 진화를  
경험합니다..

비용 절감과 간편한 작동으로 샘플  
준비를 위한 최고의 해법을  
제공합니다.



The Seward  
Stomacher® 400 EVO

- ✓ 편리한 원터치 bag loading 시스템
- ✓ 조용하고 효과적인 균질화
- ✓ 내부 세척 용이
- ✓ 새로운 절약형 ECO bag 사용 가능


# 진화된 EVO 균질기가 실험실의 해답입니다.

## The Seward Stomacher® 400 EVO

Seward Stomacher® 400 EVO는 기존의 Stomacher® 400의 장점에 개선된 기능을 결합하여 디자인 되었습니다. 소음과 소모품량을 최소화하면서 최고의 성능을 제공합니다.

### 편리한 사용법

- 원터치 bag-loading 시스템으로 샘플 처리 과정을 간소화시켜 시간을 절약하고 샘플간 교차오염의 위험을 줄여줍니다.
- 프로그램으로 작동되는 화면에서 실험과정 전반이 컨트롤되어 최소한의 노력으로 신뢰성 있는 결과를 얻을 수 있습니다.



### 간편한 세척

- 앞 쪽 커버와 받이판을 빼낼 수 있어서 챔버내 접근이 용이하고 패들이 분리되어 세척이 간편하고 깨끗합니다.
- 분리형 드립 트레이로 세척이 손쉽고 일상 실험의 시간을 절약해줍니다.

### 조용한 작동

- 2중 밀폐, 분리된 새시 구조로 소음에 의한 스트레스없이 방해 받지 않고 다른 업무를 수행할 수 있습니다.
- 바닥이 고무로 되어 있어 흔들림이 없고 소음도 줄여줍니다.



3년간  
품질 보증

좋은 샘플 준비 과정이 신뢰성 있는  
결과로 이어집니다.

Seward는 40년 넘게 실험실에 진정한 가치를  
부여하는 제품들을 공급하면서 그 명성을  
입증해오고 있습니다. 튼튼하고  
우수하게 설계되어 150여개국에서 8백만 식품  
샘플들을 준비해 오면서 이 분야에서 최고의  
장비로 자리매김하였습니다.

샘플 준비의 기준

Seward Stomacher® 400  
EVO균질기는 품질, 신뢰도,  
성능과 세련되고 내구성 있는 디자인에 대한 오랜  
원칙으로부터 개발되어 3년간 품질을 보증합니다.

## 새로운 Stomacher® 400 용 절약형 ECO bag

Seward Stomacher® 400 EVO는 모든 표준 bag과 절약형 ECO bag을  
함께 사용할 수 있어 비용을 절감할 수 있습니다. .

- ✓ 소모품 비용을 25%까지 절감
- ✓ Stomacher® 400 EVO용으로 디자인
- ✓ ISO 14001환경관리 규격에 맞춰 비닐 폐기물을 현저히 줄임.



소모품 비용  
최대 25% 까지  
절감

Stomacher® 400 EVO 용으로  
디자인된 절약형 ECO bag 은  
비용을 절약해줄 뿐 아니라  
비닐 사용량을 40%까지  
줄여줌으로써 어느 다른  
제품보다 환경 친화적입니다.

*Stomacher® ECO bag은 규모가  
작은 실험실에 이상적입니다.  
폐기물이 줄어들면 실험실이 더  
깨끗하고 편리해집니다.*

ECO bag은 25g 병원성 미생물용과 10g TVC테스트용 2가지가  
제공되어 샘플에 맞는 사이즈를 선택할 수 있습니다.

## 경제적이고 친환경적인 Stomacher® 400 ECO bag

Stomacher® 400 EVO에 ECO bag을 사용하면 표준bag을 사용했을 때보다 연간 25%까지 소모품 비용을 절감할 수 있습니다.

# Seward Stomacher® 400 EVO 와 ECO bag 샘플 준비를 위한 최고의 해답



문의

Stomacher® 400 EVO와 그외 제품에 대한 자세한  
내용이 필요하시면 연락 주셔서 실험실의  
소모품 비용을 얼마나 줄일 수 있는지 확인하세요

## Seward Stomacher® 400 EVO

제품 코드	품명	전원
0400/002/EU	Stomacher 400 EVO	230V
0400/002/AJ	Stomacher 400 EVO	110V

## Stomacher® 400 ECO Bags

Seward Stomacher® 400 EVO 전용

제품 코드	품명	용량	크기 (mm)	포장수량
BA6241	Stomacher 400 ECO bag (PATH.)	1:10 PATH 테스트 (25g:225ml)	177 x 200	500
BA6341	Stomacher 400 ECO bag (TVC)	1:10 TVC 테스트 (10g:90ml)	155 x 200	500

## Stomacher® 400 Standard Bags

모든 타입의 Stomacher® 400 제품 사용가능 ( EVO, Circulator, Classic)

제품 코드	품명	용량	크기 (mm)	포장단위
BA6041	Stomacher 400 Classic Bag	400ml	177 x 305	500
BA6141	Stomacher 400 Circulator Standard Bag	400ml	177 x 305	500

\*Bag 에 대한 더 자세한 정보는 다음 홈페이지 주소로 접속하시면 확인 가능합니다. [www.seward.co.uk/stomacher-bags/](http://www.seward.co.uk/stomacher-bags/)

[www.seward.co.uk](http://www.seward.co.uk)

Seward Limited  
Email: [info@seward.co.uk](mailto:info@seward.co.uk)  
Tel: +44 (0)1903 823 077

**BioMed** (주) 바이오메드  
경기도 성남시 분당구 판교로 700  
분당 테크노파크 상가동 301호  
Tel : 031-707-3450 Fax :031-707-3451